

COMBIMATE OPEN ZAKJES

Verpakt per 30 stuks.

LARGE/X-LARGE

Lengte (gesloten) zakje: 20 cm



BESTELCODE BEIGE	BESTELCODE BEIGE MET KIJKVENSTER	FLENSMAAT
ILBV 238		• 38 mm
ILBV 245	ILTV 245	• 45 mm
ILBV 257	ILTV 257	• 57 mm
ILBV 270	ILTV 270	• 70 mm
	IXLTV 285 (15 stuks)	• 85 mm
	IXLTV 2100 (15 stuks)	• 100 mm

MEDIUM

Lengte (gesloten) zakje: 17 cm.



BESTELCODE BEIGE	FLENSMAAT
IMBV 238	• 38 mm
IMBV 245	• 45 mm
IMBV 257	• 57 mm

SMALL

Lengte (gesloten) zakje: 15,5 cm.



BESTELCODE BEIGE	FLENSMAAT
ISBV 245	• 45 mm
ISBV 257	• 57 mm


COMBIMATE OPEN ZAKKEN HIGH-OUTPUT

Sluiting naar keuze: clip of bodemkraantje. Inclusief nachtzakadapter en sluitclip. Verpakt per 30 stuks. Lengte zakje: 28 cm.



BESTELCODE BEIGE MET KIJKVENSTER	FLENSMAAT
ILT 245B	• 45 mm
ILT 257B	• 57 mm
ILT 270B	• 70 mm
IXLT 285B (15 stuks)	• 85 mm
IXLT 2100B (15 stuks)	• 100 mm

BIJPASSENDE ACCESSOIRES:



CIRCLEMATE Stomapleister

Voorkomt omkrullen of loslaten van de plak, het uitdrogen van de randen of het slijmerig worden van de randen bij bijvoorbeeld zwemmen. In beige en witte uitvoering. De witte pleister is huidvriendelijker.

FLENSMAAT	BESTELCODE BEIGE PLEISTER	BESTELCODE WITTE PLEISTER
38 mm	CMB 1577	CMW 1577
45 mm	CMB 1577	CMW 1577
57 mm	CMB 1590	CMW 1590
70 mm	CMB 1598	CMW 1598

VARIMATE THIN strips

Voorkomt omkrullen of loslaten van de plak, het uitdrogen van de randen of het slijmerig worden van de randen. Bij overgevoeligheid voor pleisters. Geschikt voor op de geïrriteerde huid.



BESTELCODE	AFMETING	GESCHIKT VOOR
VMT CURVE	3 x 9 cm	Ronde plakken/hoekjes
VMT 0311	3 x 11 cm	Rechte plakken
VMT 0511	5 x 11 cm	Rechte plakken; breder stripje
VMT 0522	5 x 22 cm	Rechte, XL-plakken

EUROTEC gordel


Verstelbaar met 2 haakjes. De gordel zorgt voor extra steun en fixatie.



BESTELCODE	
SB 25	gordeltje 2,5 cm breed
SB 52	gordeltje 5 cm breed

GELLYMATE dragees of capsules

Voor het indikken van dunne ontlasting in het zakje. Met stomadeodorant.



Bestelcode dragees: **GD 140**
Bestelcode capsules: **GM 140**

EUROTEC CLIP:

Voor het sluiten van de High-Outputzak indien het kraantje is afgeknipt.



Bestelcode: **CLS 10**



BIJPASSENDE ACCESSOIRES:



EUROTEC Nachtzak voor bodemkraantje

Past direct op het bodemkraantje, dus geen losse adapter meer nodig. Inhoud: 2 liter. Verpakt per 10 stuks.

Bestelcode: **NDB 10**



EUROTEC adapter voor bodemkraantje

Voor het aansluiten van een nacht- of beenzak (van een ander merk en met een conische nippel) aan de High-Output zakken. Verpakt per 10 stuks.

Bestelcode: **AD 10**

**WILT U HET GRATIS STOMAZAKBOEKJE
MET HANDIGE TIPS ONTVANGEN?
NEEM CONTACT MET ONS OP.**



EuroTec BV
Schotsbossenstraat 8
4705 AG Roosendaal

T 0165-551226
F 0165-541656

info@eurotec.nl
www.eurotec.nl



2-DELIG OPEN OPVANGSYSTEEM
CONVEX



2-DELIG OPEN OPVANGSYSTEEM CONVEX

Het 2-delige COMBIMATE systeem bestaat uit huidplakken en stomazakjes van EuroTec. Deze plakken hebben een zeer huidvriendelijke en soepele kleeflaag. Ze zijn er met veel voorgestante stomaopeningen die gemakkelijk iets opgerekt kunnen worden. Een vlakke huidplak is bedoeld voor stoma's boven huidniveau. Bolle (convex) huidplakken zijn bedoeld voor stoma's op of onder huidniveau of als de vlakke huidplak lekkages geeft. De huidplak hecht het best als de huid nog iets klam is en heeft enige tijd nodig om goed vast te hechten. Voorverwarmen is niet nodig.

De zakjes zijn verkrijgbaar in verschillende maten en modellen. Ze klikken eenvoudig op de huidplak, zoals het 'Tupperware' kliksysteem. Hiervoor is maar weinig kracht nodig. Ook bij een slappe buik is het opklikken gemakkelijk. Zakjes en plakken zijn ook te combineren met het ConvaTec Natura systeem.



UNIEKE KENMERKEN HUIDPLAK:

- ✓ Zeer huidvriendelijke kleeflaag van volledig hydrocolloid van 1,4 mm dik, zonder toegevoegde synthetische rubbers, die zeer goed vocht kan absorberen. Hierdoor hecht de huidplak beter en blijft de huid in topconditie bij warm weer of inspannende activiteiten.
- ✓ De huidplak kan op een extreem gevoelige of reeds geïrriteerde huid worden toegepast.
- ✓ De huidplak is zeer comfortabel in het dragen, door de zeer zachte schuimtoplaag.
- ✓ Veel voorgestante stomaopeningen.
- ✓ De oprekbare stomaopening snijdt niet in de stoma wanneer deze beweegt. *[Afbeelding 1]*
- ✓ Knippen is bijna nooit meer nodig, omdat de stomaopening eenvoudig op te rekken is als deze iets te klein is of de stoma ovaal is. *[Afbeelding 1]*
- ✓ Diverse versies convexe huidplakken:
 - **Convex** = bolle huidplak met een normale diepte van 4 mm en normale druk op de huid.
 - **Soft-Convex** = bolle huidplak met een diepte van 4 – 7,5 mm en zachte druk op de huid
 - **Extra-Convex** = bolle huidplak met een diepte van 7 mm en een hardere druk op de huid; speciaal voor zeer diepliggende stoma's of onvoldoende effect bij een andere soort convexiteit. **Alleen gebruiken indien stomaverpleegkundige buik en stoma hebben beoordeeld.**



UNIEKE KENMERKEN OPEN ZAKJES:

- ✓ Extra lang werkend staaffilter *[Afbeelding 3]*; darmgassen worden vanzelf reukloos afgevoerd.
- ✓ Beige zakje voorzien van een Gore-tex filtermembraan om doorlekken of afgeven aan de kleding te voorkomen. *[Afbeelding 3]*
- ✓ Ledigbaar zakje met speciale SoftSafe klittenbandsluiting. U rolt de afvoeropening 5 slagen op, wrijft deze even aan en het zakje is hermetisch gesloten. *[Afbeelding 4]*
- ✓ Praktische 'Finger Pocket' *[Afbeelding 5]* om met één hand de afvoer eenvoudig te openen en te reinigen met de andere hand.
- ✓ U kunt het zakje inkorten door de sluiting één keer extra op te rollen en onder de voorzijde van het zakje te vouwen *[Afbeelding 6]*



COMBIMATE CONVEX HUIDPLAKKEN

Bij een stoma op of onder huidniveau. Afmeting plak:10,6 x 10,6 cm. Verpakt per 5 stuks. Diepte convex: 4 mm.



BESTELCODE	FLENSMAAT	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
FC 3813-20	• 38 mm	13 mm (start)	20 mm (knip)
FC 3816	• 38 mm	16 mm	18 mm
FC 3819	• 38 mm	19 mm	21 mm
FC 4513-30	• 45 mm	13 mm (start)	30 mm (knip)
FC 4522	• 45 mm	22 mm	24 mm
FC 4525	• 45 mm	25 mm	27 mm
FC 4528	• 45 mm	28 mm	31 mm
FC 5713-36	• 57 mm	13 mm (start)	36 mm (knip)
FC 5713-42	• 57 mm	13 mm (start)	42 mm (knip)
FC 5732	• 57 mm	32 mm	34 mm
FC 5735	• 57 mm	35 mm	37 mm
FC 5738	• 57 mm	38 mm	40 mm
FC 5741	• 57 mm	41 mm	42 mm
FC 7013-45	• 70 mm	13 mm	45 mm (knip)
FC 7013-55	• 70 mm	13 mm (start)	55 mm (knip)

COMBIMATE EXTRA CONVEX HUIDPLAKKEN

Bij een stoma op of onder huidniveau. Afmeting plak:10,6 x 10,6 cm. Verpakt per 5 stuks. Diepte convex: 7 mm.

Alleen gebruiken indien stomaverpleegkundige buik en stoma hebben beoordeeld.



BESTELCODE	FLENSMAAT	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
FXC 4513-22	• 45 mm	13 mm (start)	22 mm (knip)
FXC 4519	• 45 mm	19 mm	21 mm
FXC 4522	• 45 mm	22 mm	24 mm
FXC 5713-33	• 57 mm	13 mm (start)	33 mm (knip)
FXC 5725	• 57 mm	25 mm	27 mm
FXC 5728	• 57 mm	28 mm	31 mm
FXC 5732	• 57 mm	32 mm	34 mm
FXC 7013-45	• 70 mm	13 mm (start)	45 mm (knip)
FXC 7035	• 70 mm	35 mm	38 mm
FXC 7039	• 70 mm	39 mm	43 mm
FXC 7044	• 70 mm	44 mm	45 mm

COMBIMATE SOFT CONVEX HUIDPLAKKEN

Bij een stoma op of onder huidniveau. Afmeting plak:10,6 x 10,6 cm. Verpakt per 5 stuks.



BESTELCODE	FLENSMAAT	DIEPTE CONVEX	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
FSC 5713-36	• 57 mm	7,5 mm	13 mm (start)	36 mm (knip)
FSC 5716	• 57 mm	7 mm	16 mm	18 mm
FSC 5719	• 57 mm	7 mm	19 mm	21 mm
FSC 5722	• 57 mm	6,5 mm	22 mm	24 mm
FSC 5725	• 57 mm	6,5 mm	25 mm	29 mm
FSC 5730	• 57 mm	5 mm	30 mm	34 mm
FSC 5735	• 57 mm	4 mm	35 mm	40 mm
FSC 5741	• 57 mm	7 mm	41 mm	45 mm

COMBIMATE SOFT CONVEX OVAAL HUIDPLAKKEN

Bij een ovaal stoma op of onder huidniveau. Afmeting plak:10,6 x 10,6 cm. Verpakt per 5 stuks. Diepte convex: 7 mm.



BESTELCODE	FLENSMAAT	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
FSCO 5713-44	• 57 mm	13 mm (start)	44 x 27 mm (knip)
FSCO 7013-54	• 70 mm	13 mm (start)	54 x 37 mm (knip)

