

COLOMATE STOMACAPS

Voor fistels of darmirrigatie. Met absorptiepad.
Verpakt per 30 stuks. Afmeting: 11x11 cm.



BESTELCODE BEIGE	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CCB 113	13 mm (start)	50 mm (knip)
CCB 120	20 mm (start)	50 mm (knip)
CCB 125	25 mm	29 mm
CCB 130	30 mm	34 mm
CCB 135	35 mm	39 mm

COLOMATE MINI-CAPS

Voor kleine fistels of continente stoma's. Met absorptiepad. Zonder filter.
Verpakt per 30 stuks. Doorsnede: resp. 60, 70 en 85 mm.



BESTELCODE BEIGE	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CCS 113	20 mm	35 mm (knip)
CCS 120	25 mm	40 mm (knip)
CCS 125	30 mm	50 mm (knip)

COLOMATE COLOSTOMIEZAKJES MET VLAKKE OVALE KLEEFLAAG

Ovale huidplak horizontaal voor extra groot kleeoppervlak.
Verpakt per 30 stuks. Lengte zakje: 22 cm.



BESTELCODE BEIGE MET KLIJKVENSTER	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CXLT 110	10 mm (start)	70 x 110 mm (knip)

BIJPASSENDE ACCESSOIRES:



EUROTEC zachte gordel van 5 cm breed.

De gordel zorgt voor extra steun en fixatie.


BESTELCODE	GESCHIKT VOOR BUIKOMVANG (GEMETEN OVER STOMA HEEN)
SB 50S	60-75 cm
SB 50M	75-90 cm
SB 50L	90-110 cm
SB 50XL	110-130 cm
SB 50XXL	>130 cm



Gore-Tex filtermembraan

Voorkomt dat het filter nat wordt bij zwemmen of baden.
Het filter blijft nog wel gewoon werken.

Bestelcode: **GT 30**



CIRCLEMATE Stomapleister

Voorkomt omkrullen of loslaten van de plak, het uitdrogen van de randen of het slijmerig worden van de randen bij bijvoorbeeld zwemmen.

Beige: bestelcode **CMB 1590**
Wit: bestelcode **CMW 1590** (huidvriendelijker)



VARIMATE THIN Curve strips 3 x 9 cm

Voorkomt omkrullen of loslaten van de plak, het uitdrogen van de randen of het slijmerig worden van de randen. Bij overgevoeligheid voor pleisters.
Geschikt voor op de geïrriteerde huid.

Bestelcode: **VMT CURVE**

**WILT U HET GRATIS STOMAZAKBOEKJE
MET HANDIGE TIPS ONTVANGEN?
NEEM CONTACT MET ONS OP.**

EuroTec BV
Schotsbossenstraat 8
4705 AG Roosendaal

T 0165-551226
F 0165-541656

info@eurotec.nl
www.eurotec.nl

Colomate

1-DELIGE GESLOTEN ZAKJES
VLAK




1-DELIGE GESLOTEN ZAKJES VLAK

Het 1-delige opvangsysteem COLOMATE bestaat uit gesloten stomazakjes. Deze zakjes hebben een zeer huidvriendelijke en soepele kleeflaag. Ze zijn er met veel voorgestane stomaopeningen die gemakkelijk iets opgerekt kunnen worden. Een vlakke huidplak is bedoeld voor stoma's boven huidniveau. Bolle (convex) huidplakken zijn bedoeld voor stoma's op of onder huidniveau of als de vlakke huidplak lekkages geeft. De huidplak hecht het best als de huid nog iets klam is en heeft enige tijd nodig om goed vast te hechten. Voorverwarmen is niet nodig. De zakjes zijn verkrijgbaar in verschillende maten en modellen.



UNIEKE KENMERKEN HUIDPLAK:

- ✓ Zeer huidvriendelijke kleeflaag van volledig hydrocolloïd van 0,6 mm dik, zonder toegevoegde synthetische rubbers, die zeer goed vocht kan absorberen. Hierdoor hecht de huidplak beter en blijft de huid in topconditie bij warm weer of inspannende activiteiten.
- ✓ De huidplak kan op een extreem gevoelige of reeds geïrriteerde huid worden toegepast.
- ✓ De huidplak is zeer comfortabel in het dragen, door de zeer zachte schuimtoplaag.
- ✓ Veel voorgestane stomaopeningen.
- ✓ Knippen is bijna nooit meer nodig, omdat de stomaopening eenvoudig op te rekken is als deze iets te klein is of de stoma ovaal is. [\[Afbeelding 1\]](#)
- ✓ De oprekbare stomaopening snijdt niet in de stoma wanneer deze beweegt. [\[Afbeelding 1\]](#)



UNIEKE KENMERKEN GESLOTEN ZAKJES:

- ✓ Extra lang werkend staafilter; darmgassen worden vanzelf reukloos en snel afgevoerd. [\[Afbeelding 2\]](#)
- ✓ Extra folie tussen stoma en filter ter voorkoming lekkage door het filter.
- ✓ Beige zakje met of zonder kijkvenster, waardoor u de stoma tussentijds kunt inspecteren en het aanbrengen op de huid eenvoudiger is. [\[Afbeelding 3\]](#)
- ✓ Voor extra steun en fixatie zijn er ook zakjes met een ingebouwde soepele plaat met gordelaansluiting voor onze brede gordel (zie bijpassende accessoires). [\[Afbeelding 4\]](#)

COLOMATE GESLOTEN ZAKJES MET VLAKKE KLEEFLAAG

Vlakke huidplak voor stoma boven huidniveau. Verpakt per 30 stuks.

LARGE
Lengte zakje: 20,5 cm.



BESTELCODE BEIGE	BESTELCODE BEIGE MET KIJKVENSTER	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CLB 113	CLT 113	13 mm (start)	60 mm (knip)
CLB 122	CLT 122	22 mm	24 mm
CLB 125	CLT 125	25 mm	27 mm
CLB 128	CLT 128	28 mm	31 mm
CLB 132	CLT 132	32 mm	34 mm
CLB 135	CLT 135	35 mm	37 mm
CLB 138	CLT 138	38 mm	44 mm
CLB 145	CLT 145	45 mm	50 mm



BESTELCODE BEIGE MET KIJKVENSTER EN GORDELAANSLUITING	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CLTP 113-35	13 mm (start)	35 mm (knip)
CLTP 113-44	13 mm (start)	44 mm (knip)
CLTP 113-54	13 mm (start)	54 mm (knip)

MEDIUM-LARGE
Lengte zakje: 18 cm.



BESTELCODE BEIGE	BESTELCODE BEIGE MET KIJKVENSTER	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CMLB 113	CMLT 113	13 mm (start)	60 mm (knip)
CMLB 122	CMLT 122	22 mm	24 mm
CMLB 125	CMLT 125	25 mm	27 mm
CMLB 128	CMLT 128	28 mm	31 mm
CMLB 132	CMLT 132	32 mm	34 mm
CMLB 135	CMLT 135	35 mm	37 mm
CMLB 138	CMLT 138	38 mm	44 mm
CMLB 145	CMLT 145	45 mm	50 mm



MEDIUM
Lengte zakje: 14,5 cm.

BESTELCODE BEIGE	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CMB 113	13 mm (start)	50 mm (knip)
CMB 122	22 mm	24 mm
CMB 125	25 mm	27 mm
CMB 128	28 mm	31 mm
CMB 132	32 mm	34 mm
CMB 135	35 mm	37 mm
CMB 138	38 mm	44 mm
CMB 145	45 mm	50 mm



SMALL
Lengte zakje: 16 cm.

BESTELCODE BEIGE	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CSB 110	10 mm (start)	50 mm (knip)

Colomate