



COLOMATE STOMACAPS

Voor fistels of darmirrigatie. Met absorptiepad.
Verpakt per 30 stuks. Afmeting: 11x11 cm.

BESTELCODE BEIGE	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CCB 113	13 mm (start)	50 mm (knip)



COLOMATE MINI-CAPS

Voor kleine fistels of continente stoma's. Met absorptiepad. Zonder filter.
Verpakt per 30 stuks. Doorsnede: 85 mm.

BESTELCODE BEIGE	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CCS 130	30 mm	50 mm (knip)

COLOMATE COLOSTOMIEZAKJES MET VLAKKE OVALE KLEEFPLAAG

Ovale huidplak horizontaal voor extra groot kleeftoppervlak.
Verpakt per 30 stuks. Lengte zakje: 22 cm.



X-LARGE

BESTELCODE BEIGE MET KUIJKVENSTER	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CXLT 110	10 mm (start)	70 x 110 mm (knip)

BIJPASSENDE HULPMIDDELEN:



EUROTEC zachte gordel van 5 cm breed.

De gordel zorgt voor extra steun en fixatie.

BESTELCODE	GESCHIKT VOOR BUIKOMVANG (GEMETEN OVER STOMA HEEN)
SB 50S	60-75 cm
SB 50M	75-90 cm
SB 50L	90-110 cm
SB 50XL	110-130 cm
SB 50XXL	>130 cm



Gore-Tex filtermembraan

Voorkomt dat het filter nat wordt bij zwemmen of baden.
Het filter blijft nog wel gewoon werken.

Bestelcode: **GT 30**



CIRCLEMATE Stomapleister

Voorkomt omkrullen of loslaten van de plak, het uitdrogen van de randen of het slijmerig worden van de randen bij bijvoorbeeld zwemmen.

Beige: bestelcode **CMB 1590**



VARIMATE THIN Curve strips

Voorkomt omkrullen of loslaten van de plak, het uitdrogen van de randen of het slijmerig worden van de randen.
Bij overgevoeligheid voor pleisters. Geschikt voor op de geïrriteerde huid.

Kwart strips 3 x 9 cm: bestelcode **VMT CURVE**
Halve maan strips 4 x 14 cm: bestelcode **VMT CURVE XL**



EuroTec

EuroTec BV
Schotsbossenstraat 8
4705 AG Roosendaal

T 0165-551226
F 0165-541656

info@eurotec.nl
www.eurotec.nl

Colomate

1-DELIGE GESLOTEN ZAKJES
VLAK



WILT U GRATIS EEN PROEFPAKKET
EN/OF HET STOMAZAKBOEKJE
ONTVANGEN? NEEM DAN
CONTACT MET ONS
SERVICETEAM OP!

SERVICETEAM@EUROTEC.NL
0800-3300010 (GRATIS)

08/2022

EuroTec


1-DELIGE GESLOTEN ZAKJES
VLAK

Het 1-delige opvangsysteem COLOMATE bestaat uit gesloten stomazakjes. Deze zakjes hebben een zeer huidvriendelijke en soepele kleeflaag. Ze zijn er met veel voorgestante stomaopeningen die gemakkelijk iets opgerekt kunnen worden. Een vlakke huidplak is bedoeld voor stoma's boven huidniveau. Bolle (convex) huidplakken zijn bedoeld voor stoma's op of onder huidniveau of als de vlakke huidplak lekkages geeft. De huidplak hecht het best als de huid nog iets klam is en heeft enige tijd nodig om goed vast te hechten. Voorverwarmen is niet nodig. De zakjes zijn verkrijgbaar in verschillende maten en modellen.



UNIEKE KENMERKEN
HUIDPLAK:

- ✓ Zeer huidvriendelijke kleeflaag van volledig hydrocolloïd van 0,6 mm dik, zonder toegevoegde synthetische rubbers, die zeer goed vocht kan absorberen. Hierdoor hecht de huidplak beter en blijft de huid in topconditie bij warm weer of inspannende activiteiten.
- ✓ De huidplak kan op een extreem gevoelige of reeds geïrriteerde huid worden toegepast.
- ✓ De huidplak is zeer comfortabel in het dragen, door de zeer zachte schuimtoplaag.
- ✓ Veel voorgestante stomaopeningen.
- ✓ Knippen is bijna nooit meer nodig, omdat de stomaopening eenvoudig op te rekken is als deze iets te klein is of de stoma ovaal is. [\[Afbeelding 1\]](#)
- ✓ De oprekbare stomaopening snijdt niet in de stoma wanneer deze beweegt. [\[Afbeelding 1\]](#)



UNIEKE KENMERKEN
GESLOTEN ZAKJES:

- ✓ Extra lang werkend staafilter; darmgassen worden vanzelf reukloos en snel afgevoerd. [\[Afbeelding 2\]](#)
- ✓ Extra folie tussen stoma en filter ter voorkoming lekkage door het filter.
- ✓ Beige zakje met of zonder kijkvenster, waardoor u de stoma tussentijds kunt inspecteren en het aanbrengen op de huid eenvoudiger is. [\[Afbeelding 3\]](#)
- ✓ Voor extra steun en fixatie zijn er ook zakjes met een ingebouwde soepele plaat met gordelaansluiting voor onze brede gordel (zie bijpassende accessoires). [\[Afbeelding 4\]](#)

COLOMATE GESLOTEN ZAKJES MET VLAKKE KLEEFLAAG

Vlakke huidplak voor stoma boven huidniveau. Verpakt per 30 stuks.

LARGE MET KIJKVENSTER

Lengte zakje: 20,5 cm.

BESTELCODE BEIGE MET KIJKVENSTER	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CLT 113	13 mm (start)	60 mm (knip)
CLT 122	22 mm	24 mm
CLT 125	25 mm	27 mm
CLT 128	28 mm	31 mm
CLT 132	32 mm	34 mm
CLT 135	35 mm	37 mm
CLT 138	38 mm	44 mm
CLT 145	45 mm	50 mm

BESTELCODE BEIGE MET KIJKVENSTER EN GORDELAANSLUITING	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CLTP 113-35	13 mm (start)	35 mm (knip)
CLTP 113-44	13 mm (start)	44 mm (knip)
CLTP 113-54	13 mm (start)	54 mm (knip)

MEDIUM-LARGE MET KIJKVENSTER

Lengte zakje: 18 cm.

BESTELCODE BEIGE MET KIJKVENSTER	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CMLT 113	13 mm (start)	60 mm (knip)
CMLT 122	22 mm	24 mm
CMLT 125	25 mm	27 mm
CMLT 128	28 mm	31 mm
CMLT 132	32 mm	34 mm
CMLT 135	35 mm	37 mm
CMLT 138	38 mm	44 mm
CMLT 145	45 mm	50 mm

MEDIUM

Lengte zakje: 14,5 cm.

BESTELCODE BEIGE	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
CMB 113	13 mm (start)	50 mm (knip)
CMB 125	25 mm	27 mm
CMB 128	28 mm	31 mm
CMB 132	32 mm	34 mm
CMB 135	35 mm	37 mm
CMB 138	38 mm	44 mm
CMB 145	45 mm	50 mm

Colomate